



Mobilisation du patient porteur d'une sonde vésicale à demeure

Intitulé de la fiche	Précautions à prendre lors de la mobilisation du patient porteur d'une sonde vésicale à demeure
Point(s) critique(s)	La manipulation de la sonde vésicale à demeure peut induire un risque majeur de transmission croisée d'agents biologiques.
Fiche à destination de	Unité de soins tous intervenants
Validation de l'information	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Date de la validation : le 1.02.2024
Références bibliographiques	Recommandations en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017
Fiche réalisée par	PCI HOST MOVE

Critères qualité	✓	✗
Le personnel réalise l'hygiène des mains avant contact avec le patient		
Avant la mobilisation du patient, le personnel s'assure que		
- La sonde est fixée avec le système disponible (sauf contre-indication médicale)		
- la tubulure n'est pas coudée NI comprimée		
- le sac à diurèse est fixé à un système de fixation efficace (voir la photo ci-dessous)		
- le sac à diurèse est vidé		
- le sac à diurèse et le robinet de vidange ne sont pas en contact avec le sol		
- il n'y a pas de traction sur la sonde		
- le système de drainage est clos et il n'y a pas de fuite		
- le sac à diurèse et la tubulure sont disposés en position déclive en dessous du niveau de la vessie en ce compris lors de la mobilisation		



Mobilisierung eines Patienten mit einem Blasenverweilkatheter

Titel des Kontrollblattes	Vorsichtsmaßnahmen bei der Mobilisierung von Patienten mit einem Blasenverweilkatheter
Kritische(r) Punkt(e)	Die Handhabung des Blasenverweilkatheters birgt ein großes Risiko für die Übertragung von krankheitserregern
Kontrollblatt bestimmt für	Alle beteiligten Pflegeeinheiten
Validierung der Informationen	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Datum der Validierung: 1.02.2024
Literaturverzeichni	Recommendations en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017
Kontrollblatt erstellt von	PCI HOST MOVE

Qualitätskriterien		
Das Personal führt vor dem Kontakt mit dem Patienten eine Handhygiene durch.		
Vor der Mobilisierung des Patienten stellt das Personal sicher, dass		
- Die Sonde mit dem verfügbaren System befestigt ist (außer bei medizinischer Kontraindikation)		
- der Schlauch weder geknickt noch zusammengedrückt ist		
- der Diuresebeutel an einem effektiven Befestigungssystem angebracht ist (siehe Foto unten)		
- der Diuresebeutel entleert wurde		
- der Diuresebeutel und der Ablasshahn nicht mit dem Boden in Berührung kommen		
- es keine Zugkraft auf die Sonde gibt		
- das Drainagesystem geschlossen ist und es kein Leck gibt		
- der Urinbeutel und die Schläuche in einer geneigten Position unterhalb des Niveaus der Blase angeordnet sind, ebenfalls während der Mobilisierung		