



# Hygiène hospitalière

## Audit de suivi de la sonde vésicale à demeure

Nom du site

Service

Date de l'audit

Nom, prénom du patient

DN

N° de chambre

Nom de l'auditeur

- L'item est rencontré et les mesures de correction ne sont pas nécessaires
- L'item n'est pas rencontré, cette non-conformité doit être corrigée dans un délai court

Critères qualité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La sonde vésicale est fixée à la cuisse ou l'abdomen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La tubulure de la sonde et de sac n'est pas sous traction et n'est pas coudée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sac de diurèse est plus bas que la vessie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sac de diurèse n'est pas en contact avec le sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le robinet de vidange ne touche pas le sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La sonde à 2 voies est placée depuis moins de 3 mois	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur l'indication du sondage vésical se trouve dans la <b>partie médicale</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur la charrière du sondage vésical se trouve dans la <b>partie médicale</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur l'extrémité proximale du sondage vésical se trouve dans la <b>partie médicale</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La réévaluation sur la nécessité du sondage est réalisée quotidiennement dans la <b>partie médicale</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur l'indication du sondage vésical se trouve dans la <b>partie infirmière</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur la charrière du sondage vésical se trouve dans la <b>partie infirmière</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur l'extrémité proximale du sondage vésical se trouve dans la <b>partie infirmière</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information sur le volume du ballonnet gonflé à l'eau stérile se trouve dans la <b>partie infirmière</b> du DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HOSTMOVE-IPC-HOMRS-AUD-004\_Suivis(V2-01/2025)



# Krankenhaushygiene

## Audit der Pflege des Blasenverweilkatheters

Standort

Abteilung

Datum der Audits

Name, Vorname des Patienten

Geburtsdatum

Zimmernummer

Name des Prüfers



Dieser Punkt wurde eingehalten und es sind keine Korrekturmaßnahmen erforderlich



Dieser Punkt wurde nicht eingehalten, die Nichtkonformität muss innerhalb einer kurzen Frist behoben werden

### Qualitätskriterien

	✔	✘
Der Blasenkatheter wird am Oberschenkel oder am Bauch befestigt	✔	✘
Dem Schlauch der Sonde und des Beutels wird kein Widerstand entgegengesetzt und er ist nicht abgeknickt	✔	✘
Der Urinbeutel liegt tiefer als die Blase	✔	✘
Der Urinbeutel berührt den Boden nicht	✔	✘
Der Ausflusshahn berührt den Boden nicht	✔	✘
Der 2-Wege-Katheter wurde vor weniger als 3 Monaten gelegt	✔	✘
Die Informationen über die <b>Indikation</b> für einen Blasenkatheter finden sich im <b>medizinischen Teil</b> der IPA	✔	✘
Die Information über die <b>Charrière</b> des Blasenkatheters befindet sich im <b>medizinischen Teil</b> der IPA	✔	✘
Informationen über <b>die proximale Extremität</b> des Blasenkatheters finden sich im <b>medizinischen Teil</b> der IPA	✔	✘
Die <b>Neubewertung</b> über die Notwendigkeit der Sondierung wird täglich im <b>medizinischen Teil</b> der IPA festgehalten	✔	✘
Die Information über die <b>Indikation</b> für einen Blasenkatheter befindet sich im <b>Pflegeteil</b> der IPA	✔	✘
Die Information über die <b>Charrière</b> des Blasenkatheters befindet sich im <b>Pflegeteil</b> der IPA	✔	✘
Informationen über <b>die proximale Extremität</b> des Blasenkatheters finden sich im <b>Pflegeteil</b> der IPA	✔	✘
Die Information über <b>das Volumen des</b> mit sterilem Wasser gefüllten Ballons befindet sich im <b>Pflegeteil</b> der IPA	✔	✘